

## REKVISITION

For analyse af sACETYLKOLIN-RECEPTOR antistof  
rettet imod den adulte humane receptor  
(NPU18343 - ACHRAB)

Fra:

Sendes til:  
Neuroimmunologisk Laboratorium,  
Afsnit 6311,  
Blegdamsvej 9,  
Rigshospitalet,  
2100 København Ø

Dags dato:

<b>Prøvedato:</b>	
<b>Prøve id-nr:</b>	
<b>Patientnavn:</b>	
<b>Patientens cpr nr:</b>	
<b>Omkostningssted (skal påføres af afdelinger på Rigshospitalet for fakturering – hvem betaler?):</b>	
<b>GLN-nr. (rekvirentens offentlige faktureringsnr. som skal påføres af alle! – hvem betaler?):</b>	
<b>Evt. vigtig information:</b>	
<b>Svar adresse:</b>	<b>Faktura adresse:</b>

**Information:** I to serumglas (rød4S, KLM104) tappes 4 mL blod (Vacuette, Z serum clot activator, #454204). Vend røret 4 gange efter tapping. Husk prøve ID-nr på både glas og rekvisitions-seddel. Hæmolyseret og lipæmisk blod accepteres ikke til analyse, da de kan give falske svar.

Hvis prøverne kommer frem inden for 48 timer, kan de sendes ved stuetemperatur, ellers sendes prøven på tøris. Undgå at sende prøver fredage eller dagen før helligdage.

Prøver analyseres og svar udsendes generelt én gang om ugen. Hvis prøven er førstegangs positiv, analyseres den om med en fortyndingsserie den følgende uge for præcisering af svar. Der kan i visse tilfælde gå op til tre uger før svaret udsendes pga. omkørsel af prøven.

Se endvidere vores hjemmeside: [www.ms-research.dk](http://www.ms-research.dk) (under Neuroimmunology Laboratory).