

Modtagelsesdato på afsnit 6311: CSF: _____ Serum: _____ Prøvenr.: _____

Følgeseddel

Indsamling af prøver til IgG oligoklonale bånd-analyse.
CSV bestilles i LABKAII på NPU17076 og serum på NPU53977

Prøvedato (spinal): klokken: evt. glas-nr:
Prøvedato (serum): klokken: evt. glas-nr:

Cpr. nr og patient navn:
(Brug gerne label)

Svarmodtager afdeling:

Omkostningssted (skal påføres af afdelinger på Rigshospitalet! – hvem betaler?):

EAN/GLN-nr. (rekvirentens offentlige faktureringsnr. som **skal** påføres af andre end Rigshospitalet – hvem betaler?):

Prøverør: **Blodprøve: 2 stk 4 mL glas til serum (Vacuette: serum clot activator, 454204)**
Husk at vende rørene med blod 4 gange!
Spinalprøve (CSV): 1 polypropylen plasticrør (PP) (f.eks. Sarstedt rør 60.540.012 eller 62.9924.284) med mindst 2 mL spinalvæske.
Husk intet blod i spinalprøven!

Prøveaflevering:
Prøver og følgeseddel sendes **samlet** til Neuroimmunologisk Laboratorium, afsnit 6311.
Prøver opbevares ved 4°C indtil afhentning eller frosset (mere end en uges opbevaring).

Svarafgivelse:
*Prøver analyseres hver uge og svar udsendes pr. brev til rekvirerende afdeling umiddelbart derefter. På region H hospitaler sendes svar så vidt muligt til LABKAII/SP.
I visse tilfælde kan en prøve kræve omkørsel på grund af svarusikkerhed eller påkrævet prøvefortynding, og derfor kan der i enkelte tilfælde gå op til tre uger før svar udsendes.*

Neuroimmunologisk laboratorium:

Tidspunkt for nedfrysning af spinal til -80°C:

Tidspunkt for nedfrysning af serum til -80°C:

Adresse:

Neuroimmunologisk Laboratorium, afsnit 6311, Rigshospitalet, 2100 København Ø.

Se endvidere hjemmesiden: www.ms-research.dk (under Neuroimmunology Laboratory)